

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Case postale
8052 Zurich
Suisse

Téléphone +41 43 495 71 11
Fax +41 43 495 72 80

Zurich, à partir d'octobre 2024

COMMUNICATION IMPORTANTE

Livraison de Comirnaty® JN.1 (10 microgrammes)/dose dispersion injectable prête à l'emploi pour enfants de 5 à <12 ans (couvercle BLEU)

Envoi de produits décongelés

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous informer que Pfizer AG distribuera *Comirnaty® JN.1 (10 microgrammes)/dose dispersion injectable prête à l'emploi pour enfants de 5 à <12 ans (couvercle BLEU)*, Numéro d'AMM : 69912, à partir d'octobre 2024. En accord avec Swissmedic, **la distribution se fera à l'état décongelé, à une température comprise entre 2 et 8 °C.**

Livraison du produit décongelé

Comirnaty® JN.1 (10 microgrammes)/dose dispersion injectable prête à l'emploi pour enfants de 5 à <12 ans (couvercle BLEU), conditionné sous forme de 10 flacons unidoses par emballage, sera livré décongelé à une température comprise entre 2 et 8 °C. **Les articles reçus ne doivent pas être recongelés. Ils doivent être conservés à une température comprise entre 2 et 8 °C.** En outre, avant son ouverture, le vaccin peut être conservé pendant 24 heures au maximum à une température comprise entre 8 °C et 30 °C.

La durée de conservation des flacons décongelés est de 10 semaines au maximum après décongélation. C'est la raison pour laquelle la date de péremption d'origine (mois/année) sera masquée sur les emballages extérieurs livrés.

Veillez toutefois noter que la date de péremption d'origine en cas de stockage entre -60 °C et -90 °C ne sera pas masquée sur les flacons individuels. Seule la nouvelle date de péremption figurant sur l'étiquette de l'emballage extérieur doit être respectée.

L'étiquette apposée sur l'emballage extérieur sera la suivante:

Original Charge mit Suffix/n° de lot original avec suffixe

Original-EXP/EXP d'origine: [MM/AAAA]

Entnahme aus -75°C Bereich/Prélèvement dans la zone à -75 °C: Siehe Etikette auf der Packung/Voir l'étiquette sur l'emballage

**Verwendbar bis (10 Wochen bei 2 – 8°C)/Utilisable jusqu'à (10 semaines à 2 - 8 °C):
Siehe Etikette auf der Packung/Voir l'étiquette sur l'emballage**

Einzelne Vials nicht ausserhalb der Packung aufbewahren.

Ne pas conserver les flacons individuels en dehors de l'emballage.

Contexte

Cette procédure permet une distribution praticable de *Comirnaty*® JN.1 (10 microgrammes)/dose dispersion injectable prête à l'emploi pour enfants de 5 à <12 ans (couvercle BLEU), jusque dans le commerce de détail.

Informations complémentaires

L'information professionnelle *Comirnaty*® JN.1 est disponible via le code QR sur l'emballage extérieur ou sur www.swissmedicinfo.ch.

Annonce d'effets indésirables

Pour les annonces d'effets indésirables (EI), Swissmedic recommande d'utiliser le portail d'annonce *Electronic Vigilance System* (EIViS) développé à cet effet. Toutes les informations nécessaires à ce sujet sont disponibles sur www.swissmedic.ch.

Coordonnées de contact

Pour toute question supplémentaire, le service clients (tél. 0800 562 825/ Customer.ch@pfizer.com) se tient à votre disposition.

Meilleures salutations,

Pfizer AG

Patrick Brunner
Primary Care Lead

Christian Mathis
Responsable technique